

Endodontia

AllPrime

SELECT



Limas Rotatórias e Reciprocantes
AllPrime Select

LIMAS ROTATÓRIAS E RECIPROCANTE

Endodontia
AllPrime
SELECT

*Para um movimento mais
seguro e flexível*



As limas rotatórias e
reciprocantes AllPrime Select
foram desenvolvidas para
proporcionar mais segurança
e previsibilidade nos
tratamentos endodônticos,
com alta flexibilidade
e resistência devido ao
tratamento térmico na liga
de níquel-titânio.



LIMAS ROTATÓRIAS E RECIPROCANTE

Endodontia
AllPrime
SELECT

As limas rotatórias realizam o movimento rotacional contínuo em 360° dentro do canal do dente.



As limas reciprocantes apresentam um movimento oscilatório assimétrico: a lima gira 150° no sentido anti-horário e 30° no sentido horário.

Através das limas AllPrime Select você obtém movimentos mais seguros e flexíveis, proporcionando também mais conforto para o paciente.

A técnica com Limas Rotatórias proporciona maior velocidade de corte, enquanto que a técnica com Limas Reciprocantes possui um corte mais prolongado, porém com um movimento mais preciso e seguro.

LIMA ROTATÓRIA

U FILE

Endodontia
AllPrime
SELECT

Indicada para o preparo dos terços coronários do canal radicular, no tratamento endodôntico.

Possui maior resistência ao longo da lima e maior flexibilidade na ponta, garantindo um ótimo resultado mesmo em canais muito curvos e estreitos.



- ◆ *Fabricadas em Níquel-Titânio, com tratamento térmico*
- ◆ *Maior resistência, flexibilidade e durabilidade*
- ◆ *Possui maior poder de corte, com bordas cortantes em ângulo helicoidal*
- ◆ *Permite maior rapidez no tratamento e maior segurança para o profissional*

	Comprimento	Tamanho	Velocidade (RPM)	Torque (N.cm)	Guta Percha
AllPrime U File - SX	19mm	19/.04	250	3.0	
AllPrime U File - S1	21mm e 25mm	18/.02	250	2.0	
AllPrime U File - S2	21mm e 25mm	20/.04	250	1.5	
AllPrime U File - F1	21mm e 25mm	20/.07	250	1.5	F1
AllPrime U File - F2	21mm e 25mm	25/.03	250	2.0	F2
AllPrime U File - F3	21mm e 25mm	30/.09	250	2.0	F3
AllPrime U File - F4	21mm e 25mm	40/.06	250	2.0	F4
AllPrime U File - F5	25mm	50/.05	250	2.0	F5

LIMA ROTATÓRIA

U+ FILE

Endodontia
AllPrime
SELECT

Indicada para o preparo dos terços coronários do canal radicular, no tratamento endodôntico.

O mesmo conceito da U File, com maior flexibilidade, maior resistência à fadiga cíclica e acessibilidade facilitada aos canais radiculares.



- ◆ *Fabricadas em Níquel-Titânio, com tratamento térmico*
- ◆ *Altíssima flexibilidade, resistência e durabilidade*
- ◆ *Possui maior poder de corte, com bordas cortantes em ângulo helicoidal*
- ◆ *Permite maior rapidez no tratamento e maior segurança para o profissional*

	Comprimento	Tamanho	Velocidade (RPM)	Torque (N.cm)	Guta Percha
AllPrime U+ File - SX	25mm	19/.04	400	3.0	
AllPrime U+ File - S1	25mm	18/.02	400	3.0	
AllPrime U+ File - S2	25mm	20/.04	400	3.0	
AllPrime U+ File - F1	25mm	20/.07	400	3.0	F1
AllPrime U+ File - F2	25mm	25/.06	400	3.0	F2
AllPrime U+ File - F3	25mm	30/.09	400	3.0	F3

LIMA ROTATÓRIA

O FILE (RETRATAMENTO)

Endodontia
AllPrime
SELECT

Indicada para a remoção do material obturador e o retratamento do canal radicular em tratamentos endodônticos.

Lima D1: destinada a remoção do material obturador do terço cervical; D2: remoção no terço médio; D3: remoção no terço apical, com comprimentos diferentes.



- ◆ *Fabricadas em Níquel-Titânio, com tratamento térmico*
- ◆ *Possui ponta ativa e alta resistência e durabilidade*
- ◆ *Comprimentos e conicidades variadas, para adaptação a cada porção do canal radicular*
- ◆ *Auxilia na remoção facilitada da guta percha e do material obturador*

	Comprimento	Tamanho	Velocidade (RPM)	Torque (N.cm)	Guta Percha
AllPrime O File - D1	16mm	30/.09	500-700	3.0	0,30mm
AllPrime O File - D2	18mm	25/.08	400-600	3.0	0,25mm
AllPrime O File - D3	22mm	20/.07	400-600	3.0	0,20mm

LIMA RECIPROCANTE

R FILE



Indicada para realizar o preparo e retratamento de canais radiculares através da técnica recíproca.

Fácil acesso ao canal, grande flexibilidade e alta resistência à fadiga cíclica.



- ◆ *Fabricadas em Níquel-Titânio, com tratamento térmico*
- ◆ *Simplicidade: uma lima para a maioria dos casos*
- ◆ *Fácil aprendizado e de rápido preparo, com redução do risco de fratura*
- ◆ *Grande resistência à fadiga cíclica e progressão suave com movimentos alternados*

	Comprimento	Tamanho	Velocidade	Torque	Guta Percha
AllPrime R File - R25	21, 25 e 31mm	25/.08	Recíproca	0,08	R25
AllPrime R File - R40	21, 25 e 31mm	40/.06	Recíproca	0,06	R40
AllPrime R File - R50	21, 25 e 31mm	50/.05	Recíproca	0,05	R50

LIMA RECIPROCANTE R BLUE

Endodontia
AllPrime
SELECT

Indicada para realizar o preparo e retratamento de canais radiculares através da técnica recíproca.

As mesmas características da R File, com maior flexibilidade e resistência.



- ◆ *Fabricadas em Níquel-Titânio, com tratamento térmico*
- ◆ *Altíssima resistência à fadiga cíclica e progressão suave com movimentos alternados*
- ◆ *Flexibilidade que permite seguir a morfologia natural do canal e aumenta a capacidade de centralização no canal*
- ◆ *Maior segurança para o paciente no preparo e retratamento do canal radicular*

	Comprimento	Tamanho	Velocidade	Taper	Guta Percha
AllPrime R Blue - R25	21, 25 e 31mm	25/.08	Recíproca	0,08	R25
AllPrime R Blue - R40	25 e 31mm	40/.06	Recíproca	0,06	R40
AllPrime R Blue - R50	25mm	50/.05	Recíproca	0,05	R50

LIMA RECIPROCANTE W+ FILE

Endodontia
AllPrime
SELECT

Indicada para realizar o preparo e retratamento de canais radiculares em dentes anteriores e posteriores mais amplos e retos.

Técnica de lima única que proporciona uma solução de tratamento mais abrangente, com resultados mais previsíveis.



- ◆ *Fabricadas em Níquel-Titânio, com tratamento térmico*
- ◆ *Altíssima resistência à fadiga cíclica e progressão suave com movimentos alternados*
- ◆ *Maior eficiência de corte do instrumento que proporciona maior confiabilidade durante o tratamento*
- ◆ *Proporciona a redução do efeito de aparafusamento e redução do tempo de instrumentação do canal*

	Comprimento	Tamanho	Velocidade	Torque	Guta Percha
AllPrime W+ File - Small	21, 25 e 31mm	20/.07	Reciprocante	Reciprocante	Small
AllPrime W+ File - Primary	21, 25 e 31mm	25/.07	Reciprocante	Reciprocante	Primary
AllPrime W+ File - Medium	21, 25 e 31mm	35/.06	Reciprocante	Reciprocante	Medium
AllPrime W+ File - Large	21, 25 e 31mm	40/.05			Large



Em caso de dúvidas, entre em contato com
nossa equipe técnica especializada:

0800 702 0227